

# INFOBRIEF 3/2023

## ÜBERSICHT NEWS

- ▶ 1. Änderungen in der Version 2.0.29 (Beta) und 2.0.30 (Final)
- ▶ 2. Anleitungen in psychodat
- ▶ 3. Laufzeitverlängerung Ihres secunet Konnektors
- ▶ 4. TI as a Service – Alternative zum Konnektoraustausch

## NEWS

### 1. Änderungen in der Version 2.0.29 (Beta) und 2.0.30 (Final)

- Programmhinweise können nun auch über das Icon in der Windows Taskleiste aufgerufen werden.
- Bei Neuanlage eines Familienversicherten können nun direkt die Daten des Hauptversicherten erfasst werden.
- Verbesserung der Performance im Bereich Umsatzübersicht.
- Gesonderte Kennzeichnung des 1. Termins eines Patienten im Kalender.

Folgendes betrifft nur unsere Kunden mit Selektivvertrag Baden-Württemberg:

- Es wird nun geprüft, ob die Anzahl der PTE1-3 Ziffern im Zeitraum überschritten wurden.
- Gruppenübersicht: Zählung jetzt auch für Selektivvertrag-Patienten.

### 2. Anleitungen in psychodat

Auf dem Dashboard in psychodat finden Sie verschiedene Kurzanleitungen und Hilfestellungen, die regelmäßig aktualisiert werden.

### 3. Laufzeitverlängerung Ihres secunet Konnektors

Sie haben die Möglichkeit, einmalig das Zertifikat Ihres secunet Konnektors zu verlängern. Dieses Zertifikat verliert allerdings mit Ablauf des **31.12.2025** seine Gültigkeit - unabhängig davon, wann die Zertifikatverlängerung bestellt bzw. eingespielt wurde. Dies gilt für alle secunet Konnektoren, die über ergosoft bezogen wurden. Die Laufzeitverlängerung ist eine gute Möglichkeit, den TI Betrieb über einen **begrenzten Zeitraum** weiterzuführen, wenn z.B. in absehbarer Zeit das Ende einer Praxistätigkeit geplant ist. Jedoch steigt mit zunehmendem Alter des Konnektors natürlich das Ausfallrisiko, da die Geräte meist seit fünf Jahren in Betrieb sind. Daher empfehlen wir Ihnen den Umstieg auf TI as a Service als Alternative zur Laufzeitverlängerung oder einem Konnektortausch.

#### 4. TI as a Service – Alternative zum Konnektoraustausch

Im Zuge des Konnektoraustauschs bieten wir das zukunftssichere Modell „TI as a Service“ an. Der klassische Konnektor verschwindet hierbei aus der Praxis.

In Verbindung mit einer Next Generation Firewall kann hier für maximalen Schutz garantiert werden. Durch die Nutzung eines Konnektors im Rechenzentrum wird der TI Betrieb in Ihrer Praxis stabiler. Außerdem entfällt für Sie der Pflegeaufwand (bspw. durch Updates oder Neustarts), wie Sie ihn für einen lokalen Konnektor haben.

Weitere Informationen erhalten Sie hier: [Übersicht der TI-Pakete](#)

Ihre Bestellungen nehmen wir gerne per E-Mail entgegen.